




Pocket Container for used insulin pen needles - smart and personal

Contenant sécuritaire de poche Pour aiguilles stylos à insuline utilisés. - Ingénieux et personnel

Open the container / Ouvrir le contenant



Dispose of the pen needle by unscrew it in the container /
Disposer de l'aiguille en la dévissant dans le contenant




Close the container after use /
Fermer le contenant après usage

• close



Lock the container permanently
before disposal / Verrouiller le
contenant de façon permanente avant
de jeter les aiguilles.

• lock



Can contain a minimum of approx. 25
used needles /
Contient approx. 25 aiguilles stylo
utilisées minimum.

- Safe, discrete and easy to dispose of used pen needles.
- Convenient to use at work and when travelling.
- Suitable for all sizes of insulin pen needles.
- Sécuritaire, discret et facile à utiliser pour disposer de vos aiguilles stylo utilisées.
- Pratique à utiliser au travail et en voyage.
- Convient pour toutes les tailles d'aiguilles stylo à insuline.



EXCLUSIVE CANADIAN DISTRIBUTOR
DOMREX PHARMA INC.

3232 JACQUES-BUREAU, LAVAL (QUEBEC) H7P0A9
1-888-687-0990, www.domrexpharma.com

MANUFACTURED IN DENMARK BY:

USON PLAST A/S
www.uson.dk