

STERILANCE[®]
m e d i c a l

Innovation for Safety

Innovation sécuritaire




SteriLance™ Press4


Lancette sécuritaire à déclenchement par pression

- Pour le prélèvement sanguin capillaire
- Design ergonomique amélioré
- Aiguille pré-chargée, déclenchée par pression


Mode d'emploi



Tourner le capuchon, puis tirer pour le retirer.



Pour déclencher la lancette, presser fermement le dispositif contre le site de ponction.



Jeter dans un récipient pour objets tranchants.

Capuchon plus facile à tourner

Devant



Derrière



Information pour commande

Numéro du Produit	Couleur	Spécification	Emballage
05-083015	Rose	30G/1.5 mm	100 unités / boîte 10 boîtes par caisse.
05-083018	Turquoise	30G/1.8 mm	
05-082818	Mauve	28G/1.8 mm	
05-082618	Jaune	26G/1.8 mm	
05-082128	Rose rouge	21G/2.8 mm	
05-082118	Bleu pâle	21G/1.8 mm	
05-082122	Orange	21G/2.2 mm	
05-081818B	Vert	18G/1.8 mm	
05-081720B	Vert foncé	17G/LAME 2.0mm	


Confirmation visuelle que la lancette a été utilisée

Mécanisme



Avant usage

Après usage



STERILANCE[®]
medical
Innovation for Safety

NORTH AMERICA:
SteriLance Medical (USA) Inc.
337 Curie Drive Alpharetta, GA 30005
smu@sterilance.com
Tel: +1 877 768 8808 Fax: +1 678 254 1771

DISTRIBUÉ AU CANADA PAR:
DOMREX PHARMA INC.
3232 Ave. Jacques-Bureau
Laval (Quebec) Canada H7P0A9
Tel: 1-888-687-0990
info@domrexpharma.com
www.domrexpharma.com

CE FDA TUV STERILE

SteriLance and SteriLance Logo, easydrip and easydrip Logo are trademarks of SteriLance Medical.

V.201608