



DOMREX PHARMA INC. - SHARPS CONTAINER 4.25L

	<p>ASSEMBLY INSTRUCTIONS <i>Press the lid onto the container to assemble the 2 parts.</i></p> <p>MODE D'EMPLOI POUR L'ASSEMBLAGE <i>Presser le couvercle sur le contenant afin d'assembler les 2 pièces.</i></p>
	<p>WHEN FULL: <i>To permanently close the sharps container, put the strip down into the opening in order to secure the lid. Then, bring it to your pharmacy.</i></p> <p>LORSQUE PLEIN : <i>Pour fermer définitivement le contenant, insérer complètement la languette dans la fente de fermeture afin de sécuriser le couvercle. Rapporter le contenant à votre pharmacie.</i></p>
